

## Tabela de Memória: T14

**A** Programa: **(A) 2,28**  
Descrição: Onda contínua, 2,28 Hz com largura de pulso de 550  $\mu$ s.  
Pulso não polarizado.



**B** Programa: **(B) 4,56**  
Descrição: Onda contínua, 4,56 Hz com largura de pulso de 500  $\mu$ s.  
Pulso não polarizado.



**C** Programa: **(C) 9,12**  
Descrição: Onda contínua, 9,12 Hz com largura de pulso de 450  $\mu$ s.  
Pulso não polarizado.



**D** Programa: **(D) 18,25**  
Descrição: Onda Contínua, 18,25 Hz com largura de pulso de 400  $\mu$ s.  
Pulso não polarizado.



**E** Programa: **(E) 36,5**  
Descrição: Onda Contínua, 36,5 Hz com largura de pulso de 350  $\mu$ s.  
Pulso não polarizado.



**F** Programa: **(F) 73**  
Descrição: Onda Contínua, 73Hz com largura de pulso de 300  $\mu$ s.  
Pulso não polarizado.



**G** Programa: **(G) 146**  
Descrição: Onda Contínua, 146Hz com largura de pulso de 280  $\mu$ s.  
Pulso não polarizado.



**H** Programa: **(L) 276**  
Descrição: Onda Contínua, 276Hz com largura de pulso de 250  $\mu$ s.  
Pulso não polarizado.



**I** Programa: **(D) + (L)**  
Descrição: Onda mista, com as frequências D e L em sequência, larguras de pulso conforme cada frequência acima e tempo de 4 segundos de permanência em cada frequência. Pulso não polarizado.



**J** Programa: **(A) a (L)**  
Descrição: Onda mista, com as frequências A,B,C,D,E,F,G e L em sequência, larguras de pulso conforme cada frequência acima e tempo de 2 segundos de permanência em cada frequência. Pulso não polarizado.



\* Os nomes dos Programas desta Tabela de Memória foram correlacionados para facilitar o uso pelo profissional. Para o correto uso do EL30, verifique na Descrição do Programa se a forma de onda selecionada é a correta para o seu uso pretendido.

O EL 30, na função eletroestimulador, possui 10 programas fixos de estimulação alojados em sua memória que podem ser facilmente selecionados pelo usuário.

Os programas de memória podem variar de um EL 30 para outro, por isso o usuário deve consultar a «**Tabela de Memória**» que acompanha o seu EL 30.

A «**Tabela de Memória**» chamada de **Escola Nogier** visa atender ao curso ministrado pela Prof. Larissa Bachir. Os programas, conforme expertise da autora, oferecem uma abordagem para tratamento por Eletroterapia utilizado em Auriculoterapia Clínica, a Auriculoterapia Francesa fundamentada na visão do Dr. Raphaël Nogier.

A forma de utilização do equipamento, posicionamento de eletrodos, tempo de aplicação e outros assuntos específicos são abordados e explicados em vídeos ou cursos oferecidos pela autora. Para maiores informações entrar em contato através do site:

[www.escolanogier.com.br](http://www.escolanogier.com.br)

## Programas:

**(A) 2,28** - Frequência que estimula o trabalho celular, sem estimular a divisão celular. Utilizada em patologias ligadas ao sofrimento celular (ex: traumas, edema, hematoma, anoxia, hipóxia, infarto, queimaduras, etc).

**(B) 4,56** - Frequência que estimula as funções de um tecido composto por várias células, ou seja, é uma frequência que lida com as trocas inter-celulares (ex: alterações vasculares, arterites, doenças auto-imunes, alergias, disfunções do sistema digestivo).

**(C) 9,12** - Frequência que estimula as funções motoras e de excreção. Deve ser escolhida quando for tratar de situações como : trismus, espasmo intestinal, atonia vesical ou vesicular, constipação, diarreia, hipotensão, etc.

**(D) 18,25** - Frequência que lida com as desordens da locomoção e deslocamento. Uso comum também em desordens da coordenação do movimento. (ex: desordens na motricidade binocular, disfunção da marcha, desordens posturais).

**(E) 36,5** - Frequência que estimula as funções associadas às funções medulares, como dores crônicas, e algodistrofia.

**(F) 73** - Frequência que estimula funções do córtex sub-cortical, ela pode ser utilizadas em várias abordagens como bulimia, anorexia, distúrbios menstruais, pseudoartrose, úlcera varicosa, distúrbios emocionais, alterações hormonais, etc.

**(G) 146** - Frequência que estimula as funções corticais, usada em tratamentos de várias patologias, como: zumbido, histeria, disfunções psicossomáticas, distúrbios cognitivos.

**(L) 276** - Frequência utilizada para alterações da Lateralidade Cerebral, associado à problemas como: dislexia, discalculia, disortografia, distúrbios do aprendizado, dificuldade de concentração, depressão nervosa.

**(D) + (L)** - Programa ideal para uso no Ponto O'.

**(A) a (L)** - Este programa oferece uma sequência de todas as frequências de A a L.

### **Sobre a Escola Raphaël Nogier de Auriculoterapia Clínica:**

> Formação Original da Metodologia de tratamento da Auriculoterapia Francesa, fundamentada na visão do Dr. Raphaël Nogier, e denominada por ele como Auriculoterapia Clínica.

> Este é o único curso no Brasil autorizado por ele, trazendo a formação da Metodologia de tratamento da Auriculoterapia Francesa reconhecida pela OMS.

> Ela compreende a Formação Completa da Auriculoterapia Francesa, ou seja, desde a Auriculoterapia propriamente dita até a Auriculoterapia com o Auxílio do VAS (conhecida como Auriculomedicina), incluindo os 3 Pilares desta metodologia.

> Todos os profissionais graduados na área da saúde, ou seja, com nível universitário, são muito bem-vindos nesta formação, pois toda a fundamentação original da Auriculoterapia vem das ciências médicas, ou seja, anatomia, fisiologia, neurofisiologia, etiopatologia humana entre outros, bases necessárias para o completo entendimento do curso.

> Este é o único curso do Brasil autorizado pelo Dr. Raphaël Nogier, dado por sua única representante na língua portuguesa - a Dra. Larissa Bachir. Neste curso você aprenderá a avaliar a orelha, analisar as possíveis correlações diagnósticas e tratar integrativamente o paciente, tendo a possibilidade de resolver, já no nível inicial do curso, 70% das queixas que aparecerem no seu consultório, e logicamente as outras 30% terão a possibilidade de serem resolvidas com o aprofundamento desta metodologia.